



VELA Tango 300 & 310

Upp till 300 kg
Uppresningshjälp
4XL-sits
(b: 72 d: 50)



VELA Tango 300

Max. belastning upp till 200 kg. Användaren kan manuellt ändra sitthöjden genom att använda justeringshandtaget under armstödet.



VELA Tango 300E

Max. belastning 200 kg. Användaren får utstigningshjälp och kan ändra sitthöjden med hjälp av eldriven höjdjustering.



VELA Tango 310E

Max. belastning 300 kg. Användaren får utstigningshjälp och kan ändra sitthöjden med hjälp av eldriven höjdjustering.

Användare som väger upp till 300 kg kan nu bli mer självständiga med hjälp av en robust arbetsstol. Det innebär att de kan ta sig runt och vara mer aktiva i vardagen utan att trötta ut sig i onödan. Användaren kan trycka gå runt i stolen i sittande position tack vare stolens hjul, samtidigt som stolen förblir stabil och säker med hjälp av stolens handbroms. Med eldriven höjdjustering får användaren hjälp att resa sig upp och sätta sig ner, och de kan enkelt ändra sitthöjden.

Användare som är kraftigt överviktiga får möjlighet att ta sig från sängen eller en vanlig stol till en säker och stabil arbetsstol som gör det lättare att utföra aktiviteter. VELA Tango 300/310-serien är väldigt robust och kan användas till ett flertal aktiviteter både i hemmet, på jobbet samt under rehabilitering och träning.

Användaren kan lättare hämta andas och se till att de får nog med syresättning i blodet tack vare stolens uppräta sittposition. Dessutom avlastas ben, knän och höfter när man utför aktiviteten sittandes, vilket resulterar i mindre trötthet samt muskel- och ledvärk. Användare kan gå stolen framåt i sittande position och blir därmed mer oberoende under olika aktiviteter, som t.ex. matlagning, vilket i sin tur förhindrar immobilitet.

De robusta armstöden på en säker, bromsad stol gör det tryggt att resa sig upp och sätta sig ner. Stolen ger dessutom god komfort då både sitthöjd, ryggstöd och armstöd kan justeras utifrån användarens kropp och behov av stöd.

El-höjdjustering kan användas till utstigningshjälp och innebär att sitthöjden kan justeras till olika aktiviteter via en enkel knapptryckning. På så sätt kan användaren spara energi under dagens lopp.

FÖRDELAR

- :: Robust, CE-märkt stol för överviktiga användare upp till 300 kg
- :: Hjälper användare att resa och sätta sig ner med eldriven höjdjustering
- :: Stabil och stödjande uppräta sittposition som öppnar upp luftvägar och därmed minskar trötthet
- :: Avlastning av höft- och knäleder och gör att du kan spara energi genom att gå stolen
- :: Trygghet och en stabil sittposition under aktiviteter med en säker centralbroms

STANDARDKONFIGURATION

	VELA Tango 300	VELA Tango 300E	VELA Tango 310E
Höjdjustering	Gas, 150 mm rörelse	Elektrisk, 150mm eller 200mm rörelse	Elektrisk, 150mm rörelse
Sitthöjd (mätt från golv till underkanten av sits)	vid 150 mm: 40-55 (47-62 cm inkl. säte)	vid 150 mm: 40-55 cm (47-62 cm inkl. säte) vid 200 mm: 45-65 cm (52-72 cm inkl. säte)	vid 150 mm: 36,5-50,5 cm (45-60 cm inkl. säte)
Alla sitthöjder har mätts utan viktbelastning			
Sätetsbredd x sätesdjup x säteshöjd	58 x 48 x 7 cm (XXX-säte)	58 x 48 x 7 cm (XXX-säte)	72 x 50 x 8,5 cm (4XL-säte)
Sittdjup (justeras med hjälp av verktyg)	46-56 cm	46-56 cm	46-56 cm
Ryggstöds höjd x ryggstödsdjup	38 x 43 cm (CX-rygg)	38 x 43 cm (CX-rygg)	38 x 43 cm (CX-rygg)
Höjdjustering av ryggstöd (justeras med hjälp av verktyg)	0-15 cm	0-15 cm	0-15 cm
Armstöds stoppning, P.U.	7 x 35 cm	7 x 35 cm	7 x 35 cm
Armstöds höjd (justeras med hjälp av verktyg)	0-24 cm	0-24 cm	0-24 cm
Avstånd mellan armstöd (justeras med hjälp av verktyg)	53-64 cm	53-64 cm	70-75 cm
Ramstorlek	54 x 54 cm	54 x 54 cm	54 x 54 cm
Stolens vikt	29 kg	37 kg	42 kg
Max belastning	200 kg	200 kg	300 kg
Rekommenderad brukarvikt	130-160 kg	130-175 kg	130-300 kg
Artikelnummer	5026	5105	5106

MÅTT OCH VIKT

Alla stolar från VELA är CE-märkta och uppfyller gällande standarder.

Standardtyget är Renewed Loop, som består av 100% återvunnen polyester (Oeko-Tex Standard 100 & EU Eco-label). Detta tyg erbjuder enastående slitstyrka, bekväm sittyta och höga renhetsstandarder.

Om extra "rengöringsvänliga" material behövs erbjuder VELA ett stort urval av konstläder, eller alternativet med olika sittskydd.

TILLBEHÖR OCH SÄRSKILDA LÖSNINGAR

VELA Tango 300/310 är mycket tålig och hållbar, den tål därför ständig användning under tunga belastningar

Kan användas av flera användare, t.ex. i rehabiliterings- och dagscentra.

Komplett tillbehörslista med artikelnummer, bilder och beskrivningar finns på www.vela-stolar.se

ARBETSMILJÖ

- :: Elektrisk höjdjustering av sits förbättrar arbetsläget för vårdare, t.ex. om användaren behöver hjälp med överföring, t.ex. från sittande till stående.
- :: Med elektrisk höjdjustering kan användaren placeras högt och i nivå med en säng eller stol när man till exempel ska förflyttas däremellan.
- :: Tryck på handtaget om användaren behöver flyttas korta avstånd.



Funktioner hos VELA Tango 300/310

701.611-8 © Verrmund Larsen A/S